

APHIPAR M^{MC}

(*Aphidius matricariae*)

LE CONTRÔLE DES PUCERONS



Produit *Aphidius matricariae* (Hyménoptère parasitoïde)
Conditionnement : bouteille de 250 - 500 ml
Contenu : momies mélangées à de la sciure d'où émergent 500 et 5000 hyménoptères parasitoïdes *

Cible Les pucerons en particulier, les pucerons rouges (*Myzus persicae nicotianae*) et les pucerons vert du pêcher (*Myzus persicae persicae*). Présente un effet secondaire sur les pucerons du coton.

Niveau d'apport

APHIPAR-M	Dose	1 unité pour (m ²)	Intervalle (jours)	Fréquence	Remarque
Préventif	¼/m ²	2 000 - 20 000	7		
Attaque légère	1/m ²	500 - 5 000	7	Min. 3 x	
Renforcement du programme	2/m ²	250 - 2 500	7	Min. 6 x	

Introduction · Répartir le matériel sur les feuilles, les pains de laine de roche ou dans des DIBOX (petites boîtes en carton à suspendre dans la culture)
· S'assurer que le matériel reste en place pendant plusieurs jours

Conditions L'efficacité diminue à des températures élevées (> 28 °C).

Stockage Après réception : 1-2 jours
Température: 8-10 °C
A l'obscurité

Description Adulte: noir / brun
Autre stade: se développe dans l'hôte

Indices d'action La femelle adulte parasite les pucerons

Indice d'activité Le puceron parasité gonfle et se durcit en une momie tannée, grise ou marron. L'adulte hyménoptère parasitoïde émerge à travers un trou rond à l'arrière de la momie. Les premières momies sont vues dans la culture approximativement 2 semaines après la première introduction

Avertissement / limite d'utilisation : Adapter la quantité de produit utilisée en fonction de son efficacité et des résultats prévus dans la culture en question. Avant d'établir un programme de lâcher, déterminer le niveau d'infestation, estimer les éventuels dégâts déjà occasionnés et contacter votre technicien KOPPERT ou votre distributeur qui vous donnera les conseils adaptés à votre situation



KOPPERT
BIOLOGICAL SYSTEMS

Koppert Canada Limitée, 40 Ironside Crescent Unit #2 Scarborough, Ontario, M1X1G4
Appel gratuit: 800-567-4195 Tél: 416- 291-0040 Fax: 416-291-0902 Courriel: Info@koppert.ca