

CRYPTOBUG™

(*Cryptoleamus montrouzieri*)

LE CONTRÔLE DES COCHENILLES FARINEUSES



Produit *Cryptoleamus montrouzieri* (coccinelle prédatrice)
Conditionnement : bouteille de 100 ml
Contenu : 500 adultes

Cible Plusieurs espèces de cochenilles farineuses à tous les stades.
CRYPTOBUG est recommandé lors d'infestations croissantes et quand les cochenilles farineuses sont trouvées en colonies

Niveau d'apport Les indications ci-dessous sont uniquement fournies à titre indicatif. Des conseils sur mesure peuvent être fournis une fois que les facteurs locaux – culture, conditions climatiques et degré d'infestation – sont connus. Pour des conseils adaptés à votre situation, contactez un technicien Koppert.

CRYPTOBUG	Dose	1 unité pour (m ²)	Intervalle (jours)	Fréquence	Remarque
Préventif					
Attaque légère	2/m ²	250	14	2 x	
Renforcement du programme	10/m ²	50	-	1 x	Sur les zones infestées uniquement

Introduction · Entre les feuilles contaminées
· Le soir

Conditions La température doit être supérieure à 16 °C

Stockage Après réception : 1-2 jours
Température : 10-15 °C
A l'obscurité

Remarques CRYPTOBUG n'est pas utilisable pour des infestations de *Pseudococcus affinis* en tomate

Description Adulte: taille 4 mm, rouge-marron, ailes noir-marron
Oeuf: blanc, oblongue, dans les colonies de cochenilles farineuses
Larve: mesure jusqu'à 13 mm, corps recouvert de filaments cireux; ressemble à son hôte, mais est plus robuste et mobile
Pupe: à des endroits cachés à la face inférieure des feuilles ou à la jonction des nervures

Mode d'action Les coléoptères prédateurs et les larves consomment les cochenilles farineuses entièrement

Avertissement / limite d'utilisation : Adapter la quantité de produit utilisée en fonction de son efficacité et des résultats prévus dans la culture en question. Avant d'établir un programme de lâcher, déterminer le niveau d'infestation, estimer les éventuels dégâts déjà occasionnés et contacter votre technicien KOPPERT ou votre distributeur qui vous donnera les conseils adaptés à votre situation



KOPPERT
BIOLOGICAL SYSTEMS

Koppert Canada Limitée, 40 Ironside Crescent Unit #3 Scarborough, Ontario, M1X1G4
Appel gratuit: 800-567-4195 Tél: 416- 291-0040 Fax: 416-291-0902 Courriel: Info@koppert.ca